

#### SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.



HXLG-10-50B 普通型台式冻干机

## 1、产品应用

适用于生物研究、医学制药、化工、食品加工、大专院校等领域进行冷冻干燥、菌种保存等。适用于大多数细菌、放线菌、病毒、噬菌体、立克次体、霉菌和酵母等的真空冷冻干燥保藏,但不适于霉菌的菌丝型、菇类、藻类和原虫等。

## 2、产品特点



#### SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

- 1. 采用微电脑控制系统,操作简单方便,运行稳定可靠。
- 2. 控制屏为彩色触摸屏,人机交互界面友好,显示屏有锁屏功能,可实现手机端、电脑端远程控制。
- 3. 实时显示记录真空度、冷阱温度、物料温度并形成冻干曲线,可连续记录物料和设备状况数据,支持数
- 4. 据浏览、分析、打印及存储,配置 USB 数据存储串口。
- 5. 原装进口封闭式压缩机,单机混合环保制冷技术,绿色环保冷媒,制冷迅速,冷阱温度低,捕水能力强。
- 6. 冷阱腔体、物料盘、物料架、机身顶部接触面为
- 304 不锈钢材料,冷阱腔内无盘管,光洁耐腐蚀且易清洁。
- 7. 冷阱具有前期样品独立预冻功能,无需再配备超低温冰箱或用液氮处理。
- 8. 采用防返油真空泵,主机与真空泵采用国标 KF25 快卸法兰连接。
- 9. 干燥室采用耐高压,耐低温航空亚克力材质高透明桶,可观察物料冻干变化全过程。
- 10. 具有冷阱一键化霜功能。

#### 3、技术参数

型号	HXLG-10-50B
----	-------------



## SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

规格		普通型			
	Ф 12mm	920			
西林瓶数量	Ф 16mm	480			
	Ф 22mm	260			
冻干面积(m²)		0.12			
冷阱尺寸		ф 220*220mm			
冷阱温度		-60°C			
补水量(kg/批)		4			
达标真空度		≤5PA			
极限真空度		2PA			
物料托盘		200mm 共 4 层			
整机功率		1050W			
主机重量		100kg			
外形尺寸 mm		$600 \times 558 \times 390$			
电源		AC220V 25A 50HZ			
适用环境		环境温度≤30℃			
整机运	行噪音	≤55dB			

# 4、装箱清单

序号	名称	数量	确认	备注



## SHANGHAI HUXI INDUSTRIAL CO.,LTD.

\_\_\_\_\_

1	主机	1	V	
2	真空泵	1	$\sqrt{}$	
3	电源线	1	V	
4	真空管卡箍及垫圈	1	<b>√</b>	
5	T型垫圈	1	<b>√</b>	(主机上)
6	物料盘 (Φ200mm/Φ180mm)	4	√	Ф 200mm
7	干燥架(普通型/压盖型)	1	<b>√</b>	普通型
8	有机玻璃罩	1	<b>√</b>	
9	压盖有机玻璃罩	1		
10	多歧管有机玻璃罩	1		
11	多歧管压盖有机玻璃罩	1		
12	预冻架	1	$\sqrt{}$	
13	干燥瓶 100、250、500ml	8		
14	橡胶阀	1	$\sqrt{}$	
15	保险丝	2	<b>√</b>	
16	真空脂	1	<b>√</b>	
17	使用说明书	1	<b>√</b>	
18	产品保修卡	1	<b>√</b>	